



ケルダール装置をご使用のお客様へ

燃焼法 窒素・タンパク質分析装置（改良デュマ法）

※食品メーカーの品質管理、研究部門で多数の実績!!

※食品表示法に準拠!!

大容量サンプルの分析に最適: rapid MAX N exceed



買い替えのメリット

- ✓ 簡単操作、全自動
- ✓ 正確・迅速（4~5分/試料）
- ✓ 安心・安全（硫酸不使用）



アプリケーション例

- ✓ 小麦粉/コーンスターチ/米粉
- ✓ ハム・ソーセージ/即席麺/お菓子
- ✓ ヨーグルト/チーズ/牛乳/バター
- ✓ 酒類/その他飲料




販売元
エレメンター・ジャパン株式会社
〒231-0023
横浜市中区山下町224-1 山下町Kビル9F
Phone: 045-323-9182 | Fax: 045-323-9184
info-japan@elementar.com | www.elementar.com/jp

DIO ダイオテック東京株式会社


代理店
〒110-0015
東京都台東区東上野6-2-1 MPR東上野ビル
Phone: 03-3842-4882 | Fax: 03-3842-4892
info@diotec.co.jp | www.diotec.co.jp




90検体オートサンプラー
標準装備



半永久的に使えるスチールサ
ンプルカップ
あらゆる試料形態に対応
(固体、液体、ペーストなど)




業界最安のランニングコ
ストを達成するエクシー
ド技術



改良デュマ法とケルダール法の処理能力の比較

エレメンター製品が選ばれる理由

ユーザーフレンドリー



- ✓ 直感的にわかるソフトウェア
- ✓ 簡単なメンテナンス
- ✓ 毎回の検量線作成が不要

高品質・高精度




- ✓ 世界最高峰のドイツ品質
- ✓ 様々な高い国際工業基準に準拠
- ✓ 独自技術による高精度分析

サポート



- ✓ エキスパートによる安心サポート
- ✓ 安心の10年保証
(電熱炉、TCDセル)
- ✓ 定期開催のユーザートレーニング

実績



- ✓ 110年の歴史
- ✓ 全世界での販売実績
- ✓ 国内外で高いシェア

代理店
ダイオテック東京株式会社

東京都台東区東上野 6-2-1
TEL 03 - 3842 - 4882
<https://www.diotec.co.jp>
Mail: info@diotec.co.jp

DIO