

日本初上陸！



PFAS分析のために生まれたPEEK製セーフティキャップ

GreenLine – これからの地球にやさしい選択を

✓ PFAS規制に対応

これからのPFAS規制を見据えた安心設計

✓ 互換性

現在お使いのSCATセーフティキャップをそのまま置き換える事が可能です。

✓ 高い安全性&サステナブル素材

- ・高強度PEEKコア構造
- ・セーフティキャップ全体がPFASフリー設計
- ・気密（密閉）構造
- ・安定した溶媒供給を実現

✓ 一目で分かるサステナビリティ

緑色のGreenLineセーフティキャップは単なる新製品でなく環境問題への明確な意思表示です。未来を見据えPFASフリーの未来を積極的に創造している事を示します。

✓ PFASフリー素材を採用

GreenLineに使われているPEEKは溶媒に対し安定、難燃性、滅菌対応といった特徴を持つ信頼性の高い素材です。環境配慮と性能のバランスを大切にしています。

✓ 次の基準を求める研究室へ

- ・サステナブル目標を持つ企業に
 - ・厳格な市場規制に
 - ・環境・安全の確かな選択として
- GreenLineは妥協しない研究室のためのセーフティキャップです。



www.scat-europe.com

HPLCスターターキット GreenLine

スターターキットは大幅にお安い価格設定になっています!



HPLCスターターキット I GreenLine内訳

セーフティキャップ I GreenLine 数量3
 セーフティキャップ II GreenLine 数量1
 エアバルブGreenLine 数量4
 PEフィッティング各色 数量5
 キャピラリー接続ブラインドプラグ 数量1



Fig.	製品コード	仕様	ネジ径	材質	キャピラリー接続数	定価
A	499200	HPLCスターターキット I GreenLine	GL45	PEEK	1本x3、2本x1	74,000
B	499201	HPLCスターターキット II GreenLine			2本x4	79,800
C	499202	HPLCスターターキット III GreenLine			3本x4	83,600
	499203	HPLCスターターキット IV GreenLine			4本x4	90,500
D	499204	HPLCスターターキット VI GreenLine			6本x4	98,100

スターターキットにはPEフィッティング1/16" (青)、0.09" (紫)、1/8" (緑) が接続口の数分含まれます。ブラインドプラグ (クリア) はキット I に1個、キット II に4個、キット III に8個、キット IV に12個、キット VI に20個含まれます。

セーフティキャップ[®] GreenLine



Fi g.	製品コード	仕様	ネジ径	材質	キャピラリー 接続数	数量	定価
A	407019	セーフティキャップ I GreenLine	GL45	PEEK	1本	1	24,000
	407909	セーフティキャップ II GreenLine			2本		26,600
B	407910	セーフティキャップ III GreenLine			3本		27,900
C	407410	セーフティキャップ IV GreenLine			4本		30,200
D	407520	セーフティキャップ VI GreenLine			6本		32,700

エアバルブ & アクセサリー GreenLine

製品コード	仕様	数量	定価
417010	エアバルブ GreenLine 交換目安6ヶ月	1	7,100
497008	エアバルブ GreenLine 交換目安6ヶ月	8	53,000
497010	エアバルブ GreenLine 交換目安6ヶ月	10	63,100
407063	PE フィッティング 内径3.2mm 1/8" 青	5	5,100
407059	PE フィッティング 内径2.3mm 0.09" 紫	5	5,100
407061	PE フィッティング 内径1.6mm 1/16" 緑	5	5,100
460502	PE ブラインドプラグ キャピラリー接続用 クリア	5	5,100
460501	PE ブラインドプラグ キャピラリー接続用 クリア	10	8,900

* 商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合がございます。* 表示価格は税抜き価格です。

【輸入代理店】

 **アルテア技研株式会社**

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-23-3
TEL 045-473-6211 / FAX 045-473-2884
Mail import.sales.contact@altair.co.jp

【代理店】

 **ダイオテック東京株式会社**

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-2-1
Tel 03(3842)4882 / Fax 03(3842)4892
<https://www.diotec.co.jp>