

圧倒的な分析業務の効率化(時間短縮)に期待大！ 自動分析装置Galleryシステムのご紹介

講演：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

開催日：2026年 10月29日(木) 13:00～14:30

参加申し込み締切日：2026年 10月28日(水) 17:00まで

申込URL：<https://forms.cloud.microsoft/r/4qyNetx9AE>
※のQRコードから申し込みへアクセス



品質管理や製品開発において、成分分析を迅速かつ
正確に実施することが求められています。

一方で、前処理や試薬調製、測定作業には多くの時間と労力を要し、
分析担当者の負担が課題となっています。

本セミナーでは、分析の効率化を実現する
自動分析装置「Galleryシステム」をご紹介します。

Galleryシステムは、試薬分注から測定、データ処理までを自動化し、手作業を大幅に削減。

短時間で多項目・多検体の分析を可能にし、
分析精度の向上と業務の標準化にも貢献します。

セミナーでは、本システムの活用事例や導入メリットを交えながら、
分析時間の短縮や省力化、生産性向上につながるポイントを分かりやすく解説します。

**品質管理部門、研究開発部門、製造技術部門で
分析業務の効率化をご検討中の皆様におすすめの内容です。**

こんな悩みを
解決!!

- ☞ 分析業務をなるべく自動化したい
- ☞ 1日にこなす検体数が多い
- ☞ 複数の分析装置を管理することが大変
- ☞ オペレーターによるハンドリング誤差

Galleryディスクリット方式自動分析装置



Galleryディスクリット方式自動分析装置のワークフロー



セルを装填する

サンプルをセットする

試薬をセットする

分析の実行

pH/電気伝導度または
苦味の同時測定

まとめて整理された
報告書

LIMSからサンプル情報を
インポート

オーダーの作成

分析を開始

分注

混合

インキュベーション

吸光度測定

PDF

LIMSへのエクスポート

スプレッドシート

測定可能成分一覧

有機酸

- 酢酸
- クエン酸
- D-グルコン酸
- L-グルタミン酸
- D-イソクエン酸
- D-乳酸
- L-アスコルビン酸
- L-乳酸
- L-リンゴ酸
- シュウ酸
- 酒石酸
- 総酸
- 遊離および総亜硫酸

糖質

- D-フルクトース
- D-グルコース
- ラクトース
- スクロース

その他

- シリカ
- 6価クロム
- 塩化物イオン
- カリウム
- アンモニア

その他

- 酵素
- pH
- 電気伝導度
- α -アミノ態窒素
- β -グルカン
- エタノール
- グリセロール
- L-アスパラギン
- 総ポリフェノール
- コレステロール
- 苦味

アルテア技研株式会社
ALTAIR

本社：つくば営業所・三島営業所・東京多摩営業所
千葉出張所・富士サテライトオフィス

◎本社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
TEL：045-473-6211 FAX：045-473-2884

◎東京多摩営業所(多摩イノベーションスタジオ)

〒206-0014 東京都多摩市八田895

TEL：042-400-7737 FAX：042-400-7738

ダイオテック東京株式会社
DIOTEC

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-2-1

Tel 03(3842)4882 / Fax 03(3842)4892

<https://www.diotec.co.jp>

株式会社ヨシキ
YOSHIKI
Yoshiki Co., Ltd.

◎本社 藤枝営業所

〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山1-15-15

TEL：054-644-5225

◎浜松営業所

〒432-8045

静岡県浜松市中央区西浅田2丁目2-18

TEL：053-489-8512